

Manuel d'utilisation pour la montre avec rappel médicament **e-pill[®] CADEX[®]**

Les boutons à utiliser sont les boutons **ADJUST**, **FORWARD**, **REVERSE** and **MODE**.



1. Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyer sur le bouton **ADJUST** jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter
2. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler l'heure
3. Appuyer sur le bouton **MODE**, les minutes commencent à clignoter
4. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler les minutes
5. Appuyer sur le bouton **MODE**, les secondes commencent à clignoter
6. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler les secondes (pas obligatoire)
7. Appuyer sur le bouton **MODE**, l'année commencent à clignoter
8. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler l'année
9. Appuyer sur le bouton **MODE**, les mois commencent à clignoter
10. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler le mois (1=Jan, 2=Fév etc.)
11. Appuyer sur le bouton **MODE**, le jour commencent à clignoter
12. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler le jour (1-31)
13. Appuyer sur le bouton **ADJUST** pour sauvegarder l'heure et la date.

2. Réglage des alarmes



1. Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que mot **ALARM BANK** apparaisse
2. Appuyer sur le bouton **FORWARD** pour visualiser AL1 (Alarm 1) ou l'alarme que vous souhaitez régler. Vous pouvez régler jusqu'à 12 alarmes journalières.
3. Pour régler l'alarme; appuyer sur le bouton **ADJUST** jusqu'à ce que AL1 commence à clignoter

4. Appuyer sur le bouton **FORWARD**, le symbol ((.)) va s'afficher au dessus de AL1 (**cela indique que votre alarme est active**)
5. Appuyer sur le bouton **MODE**, les heures commencent à clignoter
6. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler l'heure d'alarme
7. Pour régler les minutes ou le texte de l'alarme, appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que les minutes clignotent
8. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler les minutes de l'alarme

Pour régler le texte de l'alarme (jusqu'à 36 caractères) de AL1 (ou une autre alarme) aller à l'étape 9, sinon, passer à l'étape 11.

9. Appuyer sur le bouton **MODE**, une ligne vide clignote avec un curseur qui est visible au dessus de l'heure. Ecrire votre message en utilisant les touches **FORWARD /REVERSE** pour sélectionner la letter désirée (uniquement des majuscule, voici les lettres disponibles: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.#+-[space])
10. Appuyer sur le bouton mode si vous voulez ajouter un espace
11. Appuyer sur le bouton **ADJUST** pour sauvegarder AL1.

Pour régler d'autres alarmes (AL2, AL3, AL4 up to AL12) Appuyer sur le bouton FORWARD et recommencer les étapes.

3. Saisir vos informations médicales



1. Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **DATA BANK** s'affiche
2. Appuyer sur le bouton **FORWARD** jusqu'à ce *NAME* s'affiche
3. Appuyer sur le bouton **ADJUST** jusqu'à ce qu'une ligne vide s'affiche avec un curseur
4. Ecrire le nom du patient en appuyant sur les touches **FORWARD/REVERSE** pour sélectionner les letters souhaiter (pour connaître la liste des letters disponibles, voir au dessus)
5. Appuyer sur le bouton **MODE** pour aller à la prochaine lettre
6. Une fois que le nom est complet, appuyer sur le bouton **ADJUST** pour sauvegarder les informations (*très important*).

Pour saisir toutes les informations médicales, appuyer sur le bouton FORWARD et recommencer les étapes.

Les informations médicales qui peuvent être conservées dans la base de données médicale de la montre sont: NAME (Nom), ALERT (Alerte), ALLERGIC (Allergique), DOCTOR (Médecin), CONTACT (Contact), BLOOD (Sang), BIRTHDAY (Anniversaire), INSURER (assurance), POLICY#, S.S.# (Sécurité sociale), CARD# (Carte)

4. Activer toutes les alarmes

1. Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **ACTIVATE** s'affiche
2. Appuyer sur le bouton **FORWARD/REVERSE** pour Oui (ou Non pour désactiver toutes les alarmes)
3. Appuyer sur le bouton **MODE** une fois pour revenir à l'affichage normal –heure, date)

Pour toute demande d'information complémentaire, contacter :

e-pill Medication Reminders

70 Walnut Street, Wellesley, MA 02481, USA

1-800-549-0095 International + 1 781 239 8255

Fax +1 781 235-3252

www.epill.com

080403